

Anleitung für die Probenentnahme für Hunde und Katzen

Bestellen Sie für Fleischfresser bei uns vorab Versandmaterial für die Probenentnahme per E-Mail oder per Telefon.

Nehmen Sie mit einem Kotbeutel eine kleine Menge frisch abgesetzten Kot (Grösse einer Haselnuss) und verknüpfen Sie den Beutel. Bewahren Sie die erste Probe kühl auf (4°C–8°C). Entnehmen Sie bei der folgenden Kotabgabe die nächste Probe und am Folgetag die dritte Probe. Kürzen Sie die Kotbeutel mit einer Schere ein und stecken Sie die drei Proben in die Plastikbox. Beschriften Sie den Plastikbeutel mit Ihrem Namen, Tierart, dem Namen des Tieres und dem Datum. Stecken Sie die Plastikbox in den beschrifteten Plastikbeutel und diesen in den Plastikumschlag und schicken Sie uns die Probe mit dem Auftragsformular ganz einfach mit der regulären Brief- oder Paketpost per A-Post zu.

Sammeln Sie keine Proben, wenn der Kot gefroren ist.

Falls Parasiten mit dem Kot ausgeschieden werden, können Sie diese zur Identifikation fotografieren oder vom Kot grob getrennt in einem Gefäss mit Alkohol mit der Kotprobe einschicken.

Bei Verdacht auf Bandwürmer sollte zur Absicherung des Befundes ebenfalls ein Analabstrich durchgeführt werden. Verlangen Sie dazu vorab einen entsprechenden Objektträger bei uns. Nehmen Sie einen gängigen, transparenten (also klar und durchsichtig) Klebestreifen von etwa 5 cm, kleben Sie ihn über die Analrosette des Tieres und ziehen Sie ihn wieder ab. Kleben Sie dann den Streifen auf den beiliegenden Objektträger. Verwenden Sie keine milchigen Klebestreifen, diese können nicht ausgewertet werden! Wiederholen Sie die Prozedur auf der Schwanzrückseite und kleben Sie diesen Streifen auf die Rückseite des Objektträgers.

Versenden der Proben

Senden Sie die Proben am letzten Sammeltag zusammen mit dem Auftragsformular von Sonntag bis Mittwoch mittels A-Post Priority an das Labor. Die Proben sollten möglichst frisch bei uns eintreffen.

Senden Sie bei Aussentemperaturen unter –10°C oder über 30°C keine Proben ein.

Bitte senden Sie keine Kotproben während unseren Betriebsferien. Die aktuellen Ferien finden Sie im Internet unter www.paralab.ch in der Rubrik «über uns». Sie dürfen uns auch gerne anrufen, bevor Sie die Proben verschicken.

Befund

Spätestens zwei Arbeitstage nachdem unser Labor die Proben erhalten hat, senden wir Ihnen den Befund per E-Mail zu. Sollten Sie keine E-Mail-Adresse haben, wird das Ergebnis per Post verschickt.