

Anleitung für die Probenentnahme für Pferde und Esel

Sammeln Sie je ein baumnussgrosses Stück von ein bis drei verschiedenen Misthaufen, welche über Nacht oder am Tag angefallen sind, mit einem kleinen Plastiksäcklein ein. Für die Standarduntersuchung werden pro Tier maximal dreissig Gramm benötigt. Verpacken Sie den verknoteten Plastiksack in einen Frischhaltebeutel (auslaufsicher für den Postversand). Sie können alle Proben in denselben Beutel stecken. Beschriften Sie den Frischhaltebeutel mit dem Namen des jeweiligen Tieres. Bewahren Sie die Proben kühl auf (4°C–8°C) und senden Sie sie so rasch wie möglich an das Labor.

Sammeln Sie keine Proben, wenn der Kot gefroren ist.

Falls Parasiten mit dem Kot ausgeschieden werden, können Sie diese zur Identifikation fotografieren oder vom Mist grob getrennt in einem Gefäss mit Alkohol mit der Kotprobe einschicken.

Oxyureneier können nur selten im Kot nachgewiesen werden. Bei Verdacht auf Oxyuren (Kratzen an der Schweifrübe) ist daher ein Analabstrich notwendig. Verlangen Sie dazu vorab einen entsprechenden Objektträger bei uns. Nehmen Sie einen gängigen, transparenten (also klar und durchsichtig) Klebestreifen von etwa 5 cm, kleben Sie ihn über die Analrosette des Tieres und ziehen Sie ihn wieder ab. Kleben Sie dann den Streifen auf den Objektträger. Verwenden Sie keine milchigen Klebestreifen, diese können nicht ausgewertet werden! Wiederholen Sie die Prozedur auf der Schwanzrückseite und kleben Sie diesen Streifen auf die Rückseite des Objektträgers.

Versenden der Proben

Senden Sie die Proben am Sammeltag zusammen mit dem Auftragsformular von Sonntag bis Mittwoch mittels A-Post Priority an das Labor. Die Proben sollten möglichst frisch bei uns eintreffen.

Senden Sie bei Aussentemperaturen unter -10°C oder über 30°C keine Proben ein.

Bitte senden Sie keine Kotproben während unseren Betriebsferien. Die aktuellen Ferien finden Sie im Internet unter www.paralab.ch in der Rubrik «über uns». Sie dürfen uns auch gerne anrufen, bevor Sie die Proben verschicken.

Befund

Spätestens zwei Arbeitstage nachdem unser Labor die Proben erhalten hat, senden wir Ihnen den Befund per E-Mail zu. Sollten Sie keine E-Mail-Adresse haben, wird das Ergebnis per Post verschickt.